

B-Lite®
Tuotekatalogi

Nº 7

B - L I T E®

Esittelyssä:

B-Lite® MESMO®

B-Lite® Microthane®

Made in
Germany

Enemmän valinnanvaraa
Vähemmän painoa

POLYTECH

Esittelyssä B-Lite® MESMO® ja B-Lite® Microthane®


Kevyet B-Lite® MESMO® ja B-Lite® Microthane®-rintaimplantit edustavat innovatiivista ja ainutlaatuista lisäystä POLYTECHin tuotevalikoimaan. Kokeneet B-Lite®-kirurgit kertovat, että B-Lite® tarjoaa ajan myötä luonnollisemman ja ennustettavamman tuloksen*. Niillä saavutetaan paremmat kirurgiset tulokset, potilastulokset ovat erinomaisia ja tulokset erottuvat edukseen.

*) POLYTECH Health & Aesthetics, Market Research 2019

EN ISO 14607 : 2018

Ainoa virallinen ja kansainvälinen luokiteltu menetelmä

Pintojen aritmeettinen karheus (Sa) ^{1,2}




1. S. Barr, et al, Journal of Mechanical Behavior of Biomedical Materials 75 (2017): 75-81

2. State Materials Testing Institute Darmstadt, Examination Report O 18 0383

B-Lite[®] -implantit


B-Lite[®] MESMO[®] (sileäpintaiset) implantit

- Sileä mikrotekstuuri pinta ja ainutlaatuinen kevyt geeli
- Saatavana kolme eri projektiota: keskikorkea, korkea ja erittäin korkea
- Pinnan kapselin kutistuminen on vähäistä¹




B-Lite[®] POLYtxt[®] (teksturoidut) implantit

- Sitä kutsutaan mikrotekstuuri pinnaksi EN ISO 14607 : 2018² mukaisesti
- Saatavana kolme eri projektiota: keskikorkea, korkea ja erittäin korkea
- The POLYtxt[®] -pinta, jota on käytetty sadoillatuhansilla potilailla kaikkialla maailmassa
- Sen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota suurempaan pinnan epäsäännöllisyyteen, jotta se erityisesti anatomisissa implanteissa pysyy paremmin kiinni kudoksessa



B-Lite[®] Microthane[®] implantit

- POLYTECHin mikropolyuretaani vaahtopinta
- Tämän ainutlaatuisen pinnan avoimet 3D- huokokset tukevat kudosta ja pitävät rinnat luonnollisen näköisinä myös pitkän ajan kuluttua
- Äärimmäisen vähäinen kapselin kutistuminen sekä ensisijaisen rintojen suurennusleikkauksen että kaksivaiheisen rintaimplanttirekonstruktion yhteydessä, toimii hyvin myös kuvantamisen yhteydessä³
- Microthane[®] on paras ratkaisu, kun kirurgi haluaa vakaan implantin




1. Implants of Excellence , Annual Survey 2014–2018, POLYTECH, data on File

2. S. Barr et al. Journal of Mechanical Behaviour of Biomedical Material 75 (2017):75 –81

3. Pompei, Stefano, et al: Polyurethane Implants in 2-Stage Breast Reconstruction: 9-Year Clinical Experience. Aesthetic Surgery Journal, Volume 37, Issue 2, 1 February 2017, Pages 171–176, doi.org/10.1093/asj/sjw183

Luotettava valinta, joka varmistaa paremman potilastyytyväisyyden



Survey of 296 B-Lite® patients 2017; G&G, Data on File

Implantin koon valinta

B-Lite® -implantteja on saatavana pyöreinä, anatomisina ja erilaisilla projektiioilla. Laaja kokovalikoima yhdistettynä systemaattiseen leikkauksen suunnitteluun varmistaa, että jokainen potilas saa juuri hänelle sopivimman implantin.


Implantin pohjaosan leveys ja korkeus mitataan mitoilla A ja B. Kaikissa luettelon implanteissa on pyöreä pohjaosa, ja siksi A- ja B-mitat vastaavat toisiaan.

Projektion mitta C ilmaisee implantin maksimaalisen projektion.

Kaaren mitta D ilmaisee projektion ja implantin alaosan reunan välisen suurimman etäisyyden. Se on tukena suunniteltaessa haluttua nänninpihan sijaintia suhteessa rintapoimuun.



Note: B and C legend might vary from previous catalogues and from the B-Lite® box.

Raportissa mainitaan, että leikkauksen jälkeiset kivut ovat tavanomaista vähäisempiä¹



49 potilasta, joilla on B-Lite® -implantit verrattuna 50 potilaaseen, joilla on perinteiset implantit. Potilaat, joilla on B-Lite® -implantti, ilmoittivat, että leikkauksen jälkeinen kipu oli vähäisempää, he käyttivät vähemmän kipulääkkeitä, heidän toipumisaikansa oli lyhyempi ja he pystyivät palaamaan nopeammin normaaliin elämään.

1. Govrin-Yehudain O, Matanis Y, Govrin-Yehudain J. Aesthet Surg J.2018; Oct;38(10):1092–1096;doi 10.1093/asj/sjy071

PYÖREÄ (RR)	POHJA	PROJEKTIO
		
ANATOMINEN (AR)	POHJA	PROJEKTIO
		

Innovaatio kohtaa turvallisuuden

B-Lite® Kliiniset tiedot

Haittavaikutus	Yhteensä	Potilasta kohti n = 790	Implanttia kohti n = 1,580
Repeämä	0	0 %	0 %
Kapselin kutistuminen (III/IV)	5	0.6 %	0.3 %
Varhainen serooma	3	0.4 %	0.2 %
Myöhäinen serooma	0	0 %	0 %
Poimuja/Ryppejä	0	0 %	0 %
Muu toimenpiteeseen liittyvä haittavaikutus: Infektio, inversio, hematooma, tuplakapseli.	13	1.6 %	0.8 %
Korjausleikkaukset yhteensä	21	2.7 %	1.3 %

- Yksityiskohtaiset tiedot kuudelta kirurgilta¹
- 790 potilasta
- 1,580 implanttia
- 78 % ensisijainen leikkaus,
22 % korjausleikkaus
- 6 – 42 kuukauden seuranta

1. Günter Germann, Jacky Govrin, Chris Inglefield, Nikolaus Raab, Dauro Reale, Philip Turton Post-Market Survey 2017; G&G; Data on File

Ensimmäinen todellinen innovaatio rintaimplanttiteknologiassa

Ainutlaatuinen yhdistelmä kliinisesti hyväksi havaittuja materiaaleja

- POLYTECH -kuoria on menestyksekkäästi käytetty sadoilla tuhansilla naisilla
- Puhdas mikrorakenne sitoutuu saumattomasti geeliin
- Uusimman sukupolven erittäin suuren koheesion omaava geeli

Keveyttä, jonka voit tuntea

Kevyet B-Lite® -implantit kehitti tri Jacky Govrin-Yehudain, joka työssään havaitsi painon vaikutuksen tuhansien naisten rintakudokseen.

JOPA
30%
KEVYEMPI

Mittojen mukaan tehdyt implantit

Jos tarvitset yksilöllisiä implantteja, valmistamme ne tilaustyönä. Ota huomioon seuraavat seikat suunnitellessasi yksilöllistä implanttia.

Tarvitsemme sinulta seuraavat tiedot:

- Kaavan halutusta implantista tai sen tarkat mitat, muodon ja tilavuuden
- Tiedot implantin pinnan laadusta

Saat meiltä:

- Pätevää tukea yksilöllistä implanttia varten
- Tilauslomakkeet, joissa valinnaiset tuotetiedot on mainittu yksityiskohtaisesti
- Ilmaiset kaavasarjat
- Toimitus noin 8 –10 viikon kuluttua tilauksesta
- Hinnoittelu käytetyn ajan ja materiaalin mukaan
- Tuotteen laatu lääkinällisiä laitteita koskevan direktiivin mukaan


Mitä sinun pitää ottaa huomioon:

- Yksilölliset implantit eivät kuulu Implants of Excellence -ohjelman piiriin
- Alle 1200 ml:n implantteja ei tarjota tilaustyönä

Tilausvahvistus, josta näet yksilöllisen implantin tarkan hinnan ja aikataulun mukaisen toimituspäivän, lähetetään etukäteen.

B-Lite® MESMO®

Pyöreä (RR)

PROFIILI	POHJA	PROJEKTIO
KESKIKORKEA		
KORKEA		
ERITTÄIN KORKEA		

PYÖREÄ - KESKIKORKEA PROJEKTIO

Tilausnumero	Mitat (mm)				Tilavuus (ml)
	A	B	C	D	
15625-130LW25 ¹	93	93	32	59	130
15625-150LW25 ¹	98	98	34	62	150
15625-175LW25 ¹	103	103	35	65	175
15625-200LW25	108	108	36	68	200
15625-230LW25	113	113	37	71	230
15625-260LW25	118	118	39	74	260
15625-290LW25	123	123	40	77	290
15625-325LW25	128	128	41	80	325
15625-365LW25	133	133	42	83	365
15625-405LW25	138	138	44	86	405
15625-450LW25	143	143	45	89	450
15625-495LW25	148	148	46	92	495
15625-545LW25	153	153	47	95	545
15625-600LW25 ¹	158	158	49	98	600

PYÖREÄ - KORKEA PROJEKTIO

Tilausnumero	Mitat (mm)				Tilavuus (ml)
	A	B	C	D	
15626-165LW25 ¹	93	93	39	64	165
15626-190LW25 ¹	98	98	41	67	190
15626-215LW25	103	103	43	71	215
15626-250LW25	108	108	44	74	250
15626-285LW25	113	113	46	77	285
15626-325LW25	118	118	48	80	325
15626-365LW25	123	123	49	83	365
15626-410LW25	128	128	51	87	410
15626-460LW25	133	133	53	90	460
15626-510LW25	138	138	54	93	510
15626-565LW25	143	143	56	96	565
15626-625LW25	148	148	58	100	625
15626-690LW25	153	153	59	103	690
15626-760LW25 ¹	158	158	61	106	760

PYÖREÄ - ERITTÄIN KORKEA PROJEKTIO

Tilausnumero	Mitat (mm)				Tilavuus (ml)
	A	B	C	D	
15627-195LW25 ¹	93	93	47	69	195
15627-225LW25 ¹	98	98	49	73	225
15627-260LW25	103	103	51	77	260
15627-300LW25	108	108	53	80	300
15627-345LW25	113	113	55	84	345
15627-390LW25	118	118	57	87	390
15627-440LW25	123	123	59	91	440
15627-495LW25	128	128	61	94	495
15627-555LW25	133	133	63	98	555
15627-615LW25	138	138	65	101	615
15627-685LW25	143	143	67	105	685
15627-755LW25	148	148	69	108	755
15627-835LW25 ^{1,2}	153	153	71	112	835
15627-920LW25 ^{1,2}	158	158	73	115	920

On stock


¹ Supply after order ≈ 8 to 10 weeks

² Product by prescription only

Approximate measurements

B-Lite® MESMO®

Anatominen Pyöreä (AR)

PROFIILI	POHJA	PROJEKTIO
KESKIKORKEA		
KORKEA		
ERITTÄIN KORKEA		

ANATOMINEN - KESKIKORKEA PROJEKTIO

Tilausnumero	Mitat (mm)				Tilavuus (ml)
	A	B	C	D	
15635-155LW25 ¹	103	103	35	50	155
15635-175LW25 ¹	108	108	36	52	175
15635-200LW25	113	113	37	55	200
15635-230LW25	118	118	39	57	230
15635-255LW25	123	123	40	59	255
15635-290LW25	128	128	41	61	290
15635-320LW25	133	133	42	63	320
15635-355LW25	138	138	44	66	355
15635-395LW25	143	143	45	68	395
15635-435LW25	148	148	46	70	435
15635-480LW25 ¹	153	153	47	72	480
15635-525LW25 ¹	158	158	49	74	525

ANATOMINEN - KORKEA PROJEKTIO

Tilausnumero	Mitat (mm)				Tilavuus (ml)
	A	B	C	D	
15636-190LW25 ¹	103	103	43	57	190
15636-220LW25	108	108	44	59	220
15636-250LW25	113	113	46	62	250
15636-285LW25	118	118	48	64	285
15636-320LW25	123	123	49	67	320
15636-360LW25	128	128	51	69	360
15636-405LW25	133	133	53	72	405
15636-450LW25	138	138	54	74	450
15636-500LW25	143	143	56	77	500
15636-550LW25	148	148	58	79	550
15636-610LW25	153	153	59	82	610
15636-670LW25 ¹	158	158	61	84	670

ANATOMINEN - ERITTÄIN KORKEA PROJEKTIO

Tilausnumero	Mitat (mm)				Tilavuus (ml)
	A	B	C	D	
15637-200LW25 ¹	98	98	49	61	200
15637-230LW25 ¹	103	103	51	63	230
15637-265LW25	108	108	53	66	265
15637-300LW25	113	113	55	69	300
15637-345LW25	118	118	57	72	345
15637-385LW25	123	123	59	75	385
15637-435LW25	128	128	61	78	435
15637-485LW25	133	133	63	80	485
15637-545LW25	138	138	65	83	545
15637-605LW25	143	143	67	86	605
15637-665LW25	148	148	69	89	665
15637-735LW25 ¹	153	153	71	92	735
15637-810LW25 ^{1,2}	158	158	73	95	810




On stock

¹ Supply after order ≈ 8 to 10 weeks

² Product by prescription only

Approximate measurements

B-Lite® POLYtxt® (teksturoitu) Pyöreä (RR)

PROFIILI	POHJA	PROJEKTIO
KESKIKORKEA		
KORKEA		
ERITTÄIN KORKEA		

PYÖREÄ - KESKIKORKEA PROJEKTIO

Tilausnumero	Mitat (mm)				Tilavuus (ml)
	A	B	C	D	
20625-130LW25 ¹	93	93	32	59	130
20625-150LW25 ¹	98	98	34	62	150
20625-175LW25 ¹	103	103	35	65	175
20625-200LW25	108	108	36	68	200
20625-230LW25	113	113	37	71	230
20625-260LW25	118	118	39	74	260
20625-290LW25	123	123	40	77	290
20625-325LW25	128	128	41	80	325
20625-365LW25	133	133	42	83	365
20625-405LW25	138	138	44	86	405
20625-450LW25	143	143	45	89	450
20625-495LW25	148	148	46	92	495
20625-545LW25	153	153	47	95	545
20625-600LW25 ¹	158	158	49	98	600

PYÖREÄ - KORKEA PROJEKTIO

Tilausnumero	Mitat (mm)				Tilavuus (ml)
	A	B	C	D	
20626-165LW25 ¹	93	93	39	64	165
20626-190LW25 ¹	98	98	41	67	190
20626-215LW25	103	103	43	71	215
20626-250LW25	108	108	44	74	250
20626-285LW25	113	113	46	77	285
20626-325LW25	118	118	48	80	325
20626-365LW25	123	123	49	83	365
20626-410LW25	128	128	51	87	410
20626-460LW25	133	133	53	90	460
20626-510LW25	138	138	54	93	510
20626-565LW25	143	143	56	96	565
20626-625LW25	148	148	58	100	625
20626-690LW25	153	153	59	103	690
20626-760LW25 ¹	158	158	61	106	760

PYÖREÄ - ERITTÄIN KORKEA PROJEKTIO

Tilausnumero	Mitat (mm)				Tilavuus (ml)
	A	B	C	D	
20627-195LW25 ¹	93	93	47	69	195
20627-225LW25 ¹	98	98	49	73	225
20627-260LW25	103	103	51	77	260
20627-300LW25	108	108	53	80	300
20627-345LW25	113	113	55	84	345
20627-390LW25	118	118	57	87	390
20627-440LW25	123	123	59	91	440
20627-495LW25	128	128	61	94	495
20627-555LW25	133	133	63	98	555
20627-615LW25	138	138	65	101	615
20627-685LW25	143	143	67	105	685
20627-755LW25	148	148	69	108	755
20627-835LW25 ²	153	153	71	112	835
20627-920LW25 ²	158	158	73	115	920

On stock




¹ Supply after order ≈ 8 to 10 weeks

² Product by prescription only

Approximate measurements

B-Lite® POLYtxt® (teksturoitu)

Anatominen Pyöreä (AR)

PROFIILI	POHJA	PROJEKTIO
KESKIKORKEA		
KORKEA		
ERITTÄIN KORKEA		

ANATOMINEN - KESKIKORKEA PROJEKTIO

Tilausnumero	Mitat (mm)				Tilavuus (ml)
	A	B	C	D	
20635-155LW25 ¹	103	103	35	50	155
20635-175LW25 ¹	108	108	36	52	175
20635-200LW25	113	113	37	55	200
20635-230LW25	118	118	39	57	230
20635-255LW25	123	123	40	59	255
20635-290LW25	128	128	41	61	290
20635-320LW25	133	133	42	63	320
20635-355LW25	138	138	44	66	355
20635-395LW25	143	143	45	68	395
20635-435LW25	148	148	46	70	435
20635-480LW25 ¹	153	153	47	72	480
20635-525LW25 ¹	158	158	49	74	525

ANATOMINEN - KORKEA PROJEKTIO

Tilausnumero	Mitat (mm)				Tilavuus (ml)
	A	B	C	D	
20636-190LW25 ¹	103	103	43	57	190
20636-220LW25	108	108	44	59	220
20636-250LW25	113	113	46	62	250
20636-285LW25	118	118	48	64	285
20636-320LW25	123	123	49	67	320
20636-360LW25	128	128	51	69	360
20636-405LW25	133	133	53	72	405
20636-450LW25	138	138	54	74	450
20636-500LW25	143	143	56	77	500
20636-550LW25	148	148	58	79	550
20636-610LW25	153	153	59	82	610
20636-670LW25 ¹	158	158	61	84	670

ANATOMINEN - ERITTÄIN KORKEA PROJEKTIO

Tilausnumero	Mitat (mm)				Tilavuus (ml)
	A	B	C	D	
20637-200LW25 ¹	98	98	49	61	200
20637-230LW25 ¹	103	103	51	63	230
20637-265LW25	108	108	53	66	265
20637-300LW25	113	113	55	69	300
20637-345LW25	118	118	57	72	345
20637-385LW25	123	123	59	75	385
20637-435LW25	128	128	61	78	435
20637-485LW25	133	133	63	80	485
20637-545LW25	138	138	65	83	545
20637-605LW25	143	143	67	86	605
20637-665LW25	148	148	69	89	665
20637-735LW25	153	153	71	92	735
20637-810LW25 ^{1,2}	158	158	73	95	810

On stock




¹ Supply after order ≈ 8 to 10 weeks

² Product by prescription only

Approximate measurements

B-Lite® Microthane®

Pyöreä (RR)

PROFIILI	POHJA	PROJEKTIO
KESKIKORKEA		
KORKEA		
ERITTÄIN KORKEA		

PYÖREÄ - KESKIKORKEA PROJEKTIO

Tilausnumero	Mitat (mm)				Tilavuus (ml)
	A	B	C	D	
30625-130LW25 ¹	96	96	34	62	130
30625-150LW25 ¹	101	101	36	65	150
30625-175LW25 ¹	106	106	37	68	175
30625-200LW25	111	111	38	71	200
30625-230LW25	116	116	39	74	230
30625-260LW25	121	121	41	77	260
30625-290LW25	126	126	42	80	290
30625-325LW25	131	131	43	83	325
30625-365LW25	136	136	44	86	365
30625-405LW25	141	141	46	89	405
30625-450LW25	146	146	47	92	450
30625-495LW25 ¹	151	151	48	95	495
30625-545LW25 ¹	156	156	49	98	545

PYÖREÄ - KORKEA PROJEKTIO

Tilausnumero	Mitat (mm)				Tilavuus (ml)
	A	B	C	D	
30626-165LW25 ¹	96	96	41	67	165
30626-190LW25 ¹	101	101	43	71	190
30626-215LW25	106	106	45	74	215
30626-250LW25	111	111	46	77	250
30626-285LW25	116	116	48	80	285
30626-325LW25	121	121	50	83	325
30626-365LW25	126	126	51	87	365
30626-410LW25	131	131	53	90	410
30626-460LW25	136	136	55	93	460
30626-510LW25	141	141	56	96	510
30626-565LW25	146	146	58	100	565
30626-625LW25 ¹	151	151	60	103	625
30626-690LW25 ¹	156	156	61	106	690
30626-760LW25 ¹	161	161	63	109	760

PYÖREÄ - ERITTÄIN KORKEA PROJEKTIO

Tilausnumero	Mitat (mm)				Tilavuus (ml)
	A	B	C	D	
30627-195LW25 ¹	96	96	49	73	195
30627-225LW25 ¹	101	101	51	77	225
30627-260LW25 ¹	106	106	53	80	260
30627-300LW25	111	111	55	84	300
30627-345LW25	116	116	57	87	345
30627-390LW25	121	121	59	91	390
30627-440LW25	126	126	61	94	440
30627-495LW25	131	131	63	98	495
30627-555LW25	136	136	65	101	555
30627-615LW25	141	141	67	105	615
30627-685LW25	146	146	69	108	685
30627-755LW25 ¹	151	151	71	112	755
30627-835LW25 ^{1,2}	156	156	73	115	835

On stock





¹ Supply after order ≈ 8 to 10 weeks

² Product by prescription only

Approximate measurements

B-Lite® Microthane®

Anatominen Pyöreä (AR)

PROFIILI	POHJA	PROJEKTIO
KESKIKORKEA		
KORKEA		
ERITTÄIN KORKEA		

ANATOMINEN - KESKIKORKEA PROJEKTIO

Tilausnumero	Mitat (mm)				Tilavuus (ml)
	A	B	C	D	
30635-155LW25 ¹	106	106	37	52	155
30635-175LW25 ¹	111	111	38	55	175
30635-200LW25	116	116	39	57	200
30635-230LW25	121	121	41	59	230
30635-255LW25	126	126	42	61	255
30635-290LW25	131	131	43	63	290
30635-320LW25	136	136	44	66	320
30635-355LW25	141	141	46	68	355
30635-395LW25	146	146	47	70	395
30635-435LW25	151	151	48	72	435
30635-480LW25 ¹	156	156	49	74	480
30635-525LW25 ¹	161	161	51	77	525

ANATOMINEN - KORKEA PROJEKTIO

Tilausnumero	Mitat (mm)				Tilavuus (ml)
	A	B	C	D	
30636-165LW25 ¹	101	101	43	57	165
30636-190LW25 ¹	106	106	45	59	190
30636-220LW25	111	111	46	62	220
30636-250LW25	116	116	48	64	250
30636-285LW25	121	121	50	67	285
30636-320LW25	126	126	51	69	320
30636-360LW25	131	131	53	72	360
30636-405LW25	136	136	55	74	405
30636-450LW25	141	141	56	77	450
30636-500LW25	146	146	58	79	500
30636-550LW25	151	151	60	82	550
30636-610LW25 ¹	156	156	61	84	610
30636-670LW25 ¹	161	161	63	87	670

ANATOMINEN - ERITTÄIN KORKEA PROJEKTIO

Tilausnumero	Mitat (mm)				Tilavuus (ml)
	A	B	C	D	
30637-200LW25 ¹	101	101	51	63	200
30637-230LW25 ¹	106	106	53	66	230
30637-265LW25	111	111	55	69	265
30637-300LW25	116	116	57	72	300
30637-345LW25	121	121	59	75	345
30637-385LW25	126	126	61	78	385
30637-435LW25	131	131	63	80	435
30637-485LW25	136	136	65	83	485
30637-545LW25	141	141	67	86	545
30637-605LW25	146	146	69	89	605
30637-665LW25 ¹	151	151	71	92	665
30637-735LW25 ¹	156	156	73	95	735
30637-810LW25 ^{1,2}	161	161	75	97	810

On stock

¹ Supply after order ≈ 8 to 10 weeks

² Product by prescription only

Approximate measurements

A woman with dark hair tied back, wearing a strapless white feather dress, is shown from the waist up. She is looking down and to the right, with her left hand raised behind her head. The background is a soft, pinkish-purple gradient.

POLYTECH Health & Aesthetics GmbH

Altheimer Str. 32 / 64807 Dieburg / Germany

Tel.: +49 6071 9863 0

Fax: +49 6071 9863 30

E-Mail: info@polytechhealth.com

Web: www.polytechhealth.com

Exclusive Distributor in Finland

Steripolar

Tel.: +358 400 606 476



Kevyet B-Lite® -rintaimplantit valmistetaan Saksassa ja niillä on **CE** hyväksyntä. Tässä kuvatuilla tuotteilla on yksi tai useampi yhdysvaltalainen ja kansainvälinen patentti. B-Lite® on G&G Biotechnology Ltd:n rekisteröity tavaramerkki. Laillinen valmistaja on G&G Biotechnology Ltd. © Kaikki oikeudet pidätetään.