



Ominaisuudet

- Eriasteisiin vaginan ja kohdun laskeumiin
- Potilaille, jotka pystyvät itse asettamaan renkaan paikoilleen, suositellaan asennusta aamulla ja poistoa illalla
- Puhdistus juoksevan lämpimän veden alla
- Lääkärin asettamalle renkaalle määritellään yksilöllinen kontrolliväli limakalvon kunnon tarkastamiseksi
- Mikäli huomataan infektio-oireita, rengas poistetaan välittömästi
- Laaja valikoima
- Potilaskohtainen
- Rengas suositellaan vaihdettavaksi uuteen vuoden välein
- Pakkauskoko 1 kpl

Käyttö

- Oikea koko on edellytys onnistuneelle hoitotulokselle
- Rengas asetetaan aamuisin ja poistetaan iltaisin. Näin ehkäistään vierasesineen aiheuttama ärsytys kuten lisääntynyt valkovuoto, verenvuoto tai haavaumat
- HUOM. Tarvittaessa rengas voidaan pitää paikallaan myös useamman päivän, mikäli se ei aiheuta limakalvoärsytystä

Paikoilleen asettaminen

- Liukasta rengas vedellä tai voiteen avulla
- Nosta jalka jakkaralle tai sängyn reunalle
- Purista renkaan reunoja yhteen ja aseta rengas kädellä mahdollisimman ylös emättimeen

Poistaminen

- Tartu etusormella renkaan reunasta ja poista rengas varovasti

Puhdistaminen käytön jälkeen

- Pestään juoksevalla vedellä
- Keittäminen tai sterilointi saattaa vaurioittaa materiaalia

Estrogeenin käyttö

- Renkaan voi tarvittaessa sivellä estrogeenivalmisteella ennen paikalleen asettamista

kun hoitotulokset ratkaisevat