

Comfiwave-kompressiotekstiili

Mittausohje



Comfiwave-sääritekstiili

TUOTENUMEROT

	LYHYT	NORMAALI	PITKÄ
S	CW1AD2S	CW1AD2R	CW1AD2L
M	CW1AD3S	CW1AD3R	CW1AD3L
L	CW1AD4S	CW1AD4R	CW1AD4L
XL	CW1AD5S	CW1AD5R	CW1AD5L

MITTAUSKOHDAT

Ympärysmitta cm	S	M	L	XL
c Pohkeen levin kohta	25-32	30-38	36-46	44-56
b Nilkka	17-22	20-26	22-30	27-35

Pituus cm	LYHYT	NORMAALI	PITKÄ
A-g	32 - 37	37 - 42	42-48




b nilkka



c pohkeen levin kohta



A-d lattiasta polvitaipeseen



Comfiwave-reisitekstiili

TUOTENUMEROT

	LYHYT	NORMAALI	PITKÄ
S	CW1AG2S	CW1AG2R	CW1AG2L
M	CW1AG3S	CW1AG3R	CW1AG3L
L	CW1AG4S	CW1AG4R	CW1AG4L
XL	CW1AG5S	CW1AG5R	CW1AG5L

MITTAUSKOHDAT

Ympärysmitta cm	S	M	L	XL
g Reiden yläosa	40-48	46-56	54-65	62-75
c Pohkeen levin kohta	25-32	30-38	36-46	44-56
b Nilkka	17-22	20-26	22-30	27-35

Pituus cm	LYHYT	NORMAALI	PITKÄ
A-g	64-70	70-77	77-84



b nilkka




c pohkeen levin kohta



g reiden yläosa



A-g lattiasta reiden yläosaan



Comfiwave-hihatekstiili


TUOTENUMEROT

	LYHYT		NORMAALI	
S	CW1CG2S	■	CW1CG2R	■
M	CW1CG3S	■	CW1CG3R	■
L	CW1CG4S	■	CW1CG4R	■

MITTAUSKOHDAT

Ympärysmitta cm		S	M	L
g	Kainalo	25-30	30-40	40-50
d	Kyynärvarren keskikohta	23-26	26-30	30-38
c	Ranne	13-18	18-22	22-28

Pituus cm		LYHYT	NORMAALI
c-g		36-42	40-46



c ranne



d kyynärvarren keskikohta



g ranne



c-g ranteesta kainaloon

Comfiwave-hiha- ja käsitekstiili



TUOTENUMEROT

	LYHYT		NORMAALI	
S	CW1AH2S	■	CW1AH2R	■
M	CW1AH3S	■	CW1AH3R	■
L	CW1AH4S	■	CW1AH4R	■

MITTAUSKOHDAT

Ympärysmitta cm		S	M	L
g	Kainalo	25-30	30-40	40-50
d	Kyynärvarren keskikohta	23-26	26-30	30-38
c	Ranne	13-18	18-22	22-28
a	Sormityvi	16-22	18-24	20-26

Pituus cm		LYHYT	NORMAALI
c-g		36-42	40-46



a sormityvi



c ranne



d kyynärvarren keskikohta



g ranne



c-g ranteesta kainaloon

Comfiwave-sormikastekstiilit



TUOTENUMEROT

Pitkä sormikas

NORMAALI

S	CW1ZE2	I
M	CW1ZE3	I

Lyhyt sormikas


NORMAALI

S	CW1ZC2	I
M	CW1ZC3	I

MITTAUSKOHDAT

Ympärysmitta cm	S	M
b Peukalotyven kohta	17-22	20-25
c Ranne	14-20	16-24
d Kynärvarren keskikohta	23-28	26-32

Pituus cm	NORMAALI
c-e	20 - 24



b Peukalotyven kohta



c ranne



d kynärvarren keskikohta



c-e ranteesta kainaloon

Comfiwave-vatsatekstiilit




TUOTENUMEROT





M	CW1HT3	I
L	CW1HT4	I

MITTAUSKOHDAT

Ympärysmitta cm	M	L
t Vyötärö	60-70	70-85
j Lanteet	80-90	90-105




Comfiwave-rintatekstiili

TUOTENUMEROT		NORMAALI	
S	CW1TN2		
M	CW1TN3		
L	CW1TN4		
XL	CW1TN5		



MITTAUSKOHDAT



	S	M	L	XL
Rinnan yläpuoli	70-88	80-102	90-116	100-130
Rinnan keskikohta	70-92	80-108	90-126	100-144
Rinnan alapuoli	70-80	80-92	90-104	100-116



Rinnan yläpuoli











Rinnan keskikohta




Rinnan alapuoli

Comfiwave reisi- ja lonkkatekstiili

TUOTENUMEROT		LYHYT		NORMAALI	
S	CW1ET2S			CW1ET2R	
M	CW1ET3S			CW1ET3R	
L	CW1ET4S			CW1ET4R	
XL	CW1ET5S			CW1ET5R	

MITTAUSKOHDAT		Ympärysmitta cm			
g	Reiden yläosa	S	M	L	XL
e	Polvi	40-48	46-56	54-65	62-75
		27-35	33-39	41-50	48-60



kun hoitotulokset ratkaisevat

Steripolar

Puh. 09 417 606 00

www.steripolar.fi

ISO 9001

ISO 14001

ISO 13485

10/2022